

iScope High-End Mikroskope von Euromex

Binokular iScope Mikroskop mit E-plan Optik IS.1152-EPL

Okular Gesichert Weitfeldokular EWF 10x/20 mm

Binokular Tubus, Siedetopf, 30° Einstellbare Augenabstand 48 -76 mm

Revolver, Revolver für 5 Objektive. Kugelgelagerte Mechanismus und Click

Objektive, E-plan 4x, 10x, S40x, S100x (für Immersionsöl), Anti-reflex Beschichtung.

Die S40x und S100x Objektive sind gefedert. Anti-fungus Beschichtung

Tisch Quadratischer Tisch 140 x 160 mm mit integriertem 75 x 50 mm X-Y Kreuztisch

Stativ Koaxialer Grob-und Feintrieb mit 1 µm Präzision, mit 0,2 mm pro Umdrehung

Kondensor, verstellbarer Abbe Kondensor N.A.1.25, Irisblende, optionale Schieber.

Beleuchtung, 3 Watt Neo-LED Beleuchtung, regelbar mit internem Netzteil und iCare-Sensor zur automatischen Abschaltung wenn der Arbeitsplatz verlassen wird.

Verpackung, Verpackt in Styropor, mit Staubschutzhülle, Immersionsöl und Anleitung



961,50 €

Trinokular iScope Mikroskop mit E-plan Optik IS.1153-EPL

wie Modell IS.1152-EPL, jedoch mit 3.Tubus für eine Kamera.



1.023,40 €

Binokular iScope Mikroskop mit Infinity Optik IS.1152-EPLi

Okular Gesichert Weitfeldokular EWF 10x/20 mm

Binokular Tubus, Siedetopf, 30° Einstellbare Augenabstand 48 -76 mm

Revolver, Revolver für 5 Objektive. Kugelgelagerte Mechanismus und Click

Objektive, Unendlich korrigierte.4x, 10x, S40x, S100x (für Immersionsöl), Anti-reflex Beschichtung.Die S40x und S100x Objektive sind gefedert. Anti-fungus Beschichtung

Tisch Quadratischer Tisch 216 x 150 mm mit integriertem 79 x 52 mm X-Y Kreuztisch

Stativ Koaxialer Grob-und Feintrieb mit 1 µm Präzision, mit 0,2 mm pro Umdrehung

Kondensor, verstellbarer Abbe Kondensor N.A.1.25, Irisblende, optionale Schieber

Beleuchtung, 3 Watt Neo-LED Beleuchtung, regelbar mit internem Netzteil und iCare-Sensor zur automatischen Abschaltung wenn der Arbeitsplatz verlassen wird.

Verpackung, Verpackt in Styropor, mit Staubschutzhülle, Immersionsöl und Anleitung



1.086,50 €

Trinokular iScope Mikroskop mit Infinity Optik IS.1153-EPLi

wie Modell IS.1152-EPLi, jedoch mit 3.Tubus für eine Kamera.

Abb. wie IS.1153-EPL

1.148,35 €

Binokular iScope mit Köhler Beleuchtung u. Infinity Optik IS.1152-PLi

wie Modell IS.1152-EPLi, mit infinity korrigierten Plan-Objektiven und Köhler Beleuchtung

Abb. wie IS.1152-EPLi

1.206,60 €

Trinokular iScope mit Köhler Bel. u. Infinity Optik IS.1153-PLi

wie Modell IS.1152-EPLi, jedoch mit 3.Tubus für eine Kamera.

1.317,30 €



Viele weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.