

## Einsteigermikroskope von Bresser

### Bresser Junior Mikroskop Set

- Umfangreiches Einsteiger Mikroskop Set mit Zubehörpaket
- USB Okular für den Anschluss eines PC's
- Helle LED Beleuchtung für Auflicht- und Durchlichtbeobachtung
- Inkl. Software zur Bildbearbeitung
- Vergrößerung: 40x – 1024x
- Pull-Out Barlow Linse zum stufenlosen Zoomen
- 2 Okulare (10x und 16x)
- 3 Objektive (4x, 10x, 40x)
- Farbe: Silber / schwarz



124,50 €

### Bresser Biolux ICD 20 x Stereomikroskop

- Stereomikroskop 20 x mit binokularem Einblick für Einsteiger
- Beleuchtung LED über Mignon-Batterien
- Länge gesamt 135 mm
- Breite gesamt 100 mm
- Höhe gesamt 258 mm
- Enthaltenes Zubehör: Box mit Mineralienproben



64,00 €

### Bresser Biorit Durchlichtmikroskop

- Biorit 20x-1280x Durchlicht Mikroskop,
- Okulare (WF 5x, WF 10x, WF 16x),
- Objektive (4x, 10x, 40x),
- Pull-Out Barlow Linse zum stufenlosen Zoomen
- **Kreuztisch mit Nonius-Einteilung,**
- **MikrOkular II, USB, für den Anschluss eines PC's,**
- Mikroskopierbesteck (Schere, Messer, Pinzette, Pipette, Präpariernadel),
- 5 Dauerpräparate, 10 Objektträger, 20 Deckgläser,
- Netzadapter



198,00 €

### Bresser Erudit Durchlichtmikroskop

- Erudit DLX Durchlichtmikroskop 40-1000x Mikroskop
- Okular: 10x, Okulardurchmesser: 23,2 mm
- Objektive: 4x, 10x, 40x, 100x
- **Eingebauter Akku**
- **Koaxialer Kreuztisch mit Nonius**
- **Koaxiale Grob- und Feinfokussierung**
- **Integrierter Dimmer**
- **Abbe Kondensator mit Irisblende und Filterhalter**
- Blaufilter
- Immersionsöl
- Netzteil

234,80 €



## Durchlichtmikroskope von Motic

### Mikroskop Motic F1110-LED

- Monokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Weiffeld Okular WF10X/18mm
- 4-fach Objektiv-Revolver
- Achromatische Objektive DIN 4X, 10X, 40X (Feder)
- Separater Grob- und Feintrieb, einstellbar
- Federklemmen für Objektträger
- Eingebauter Kondensator N.A. 0,65
- Irisblende mit Filterhalter
- stufenlos regelbare LED-Beleuchtung 20mA, 3,5V, 70mW

Optional: Kreuztisch (nicht in Abbildung)

198,75 €

30,95 €



### Mikroskop Motic 1801 LED Cordless

- Monokulartubus mit 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Weiffeld Okular 10x/18mm mit eingebautem Zeiger
- 4-fach Objektiv-Revolver (rückwärts gerichtet) mit Rastpositionen
- **EA Achromatische Objektive** 4X/0.10, 10X/0.25 und 40X/0.65 [mit Feder]
- Separater Grob- und Feintrieb mit oberem Anschlag, (um Schäden an Präparaten und Objektiven zu vermeiden)
- Die Federkrafteinstellung am Fokus verhindert das Absenken des Tisches
- **Federklemmen für Objektträger (wie bei F1110-LED)**
- **Abbe Kondensator N.A. 1,25 mit Irisblende und Filterhalter**
- **Regelbare LED-Beleuchtung, wiederaufladbar**

236,80 €



### Mikroskop Motic 1802 LED Cordless

- **Großer Kreuztisch (133mm x 136mm) mit koaxialem Trieb**
- sonst wie 1801 LED Cordless

323,70 €



### Mikroskop Motic 2802 LED Cordless

- **Coaxialer Grob- und Feintrieb mit oberem Anschlag, um Schäden an Präparaten und Objektiven zu vermeiden**
- sonst wie 1802 LED Cordless

372,80 €



### Mikroskop Motic 1820 LED Cordless

- **Binokulartubus** mit 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Weiffeld Okular 10x/18mm mit eingebautem Zeiger
- 4-fach Objektiv-Revolver (rückwärts gerichtet) mit Rastpositionen
- **EA Achromatische Objektive** 4X/0.10, 10X/0.25 und 40X/0.65 [mit Feder]
- Separater Grob- und Feintrieb mit oberem Anschlag, (um Schäden an Präparaten und Objektiven zu vermeiden)
- Die Federkrafteinstellung am Fokus verhindert das Absenken des Tisches
- **Großer Kreuztisch (133mm x 136mm) mit koaxialem Trieb**
- **Abbe Kondensator N.A. 1,25 mit Irisblende und Filterhalter**
- **Regelbare LED-Beleuchtung, wiederaufladbar**

411,60 €



### Mikroskop Motic 2820 LED Cordless

- **Coaxialer Grob- und Feintrieb mit oberem Anschlag, um Schäden an Präparaten und Objektiven zu vermeiden**
- sonst wie 2820 LED Cordless

473,50 €



### Trinokular Mikroskop Motic 2823 LED Cordless

- **Trinokulartubus als Abgang für eine Mikroskopkamera**
- sonst wie 2820 LED Cordless

618,80 €



## Advanced Mikroskope von Motic

### Mikroskop Motic BA210

- Binokulartubus, Siedentopf Typ, 30° Einblickwinkel, 360° drehbar
- **Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF10X/20mm**
- **Dioptrieneinstellung an beiden Okularen**, inkl. Augenmuscheln
- 4-fach Objektivrevolver , rückwärts gerichtet
- **CCIS Plan Achromat Objektive EF-N PL 4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl)**
- **(Colour Corrected Infinity Optical System (CCIS®))**
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
- **Fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensator mit Irisblende und Schieber-Schlitz**
- regelbare Halogen-Beleuchtung 6V/30W  
Blaufilter (Ø 45mm), Immersions-Öl (5ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, manuelle Fixierschraube, Staubschutzhülle



981,60 €

### Mikroskop Motic BA210 LED

- regelbare LED-Beleuchtung 3W
- sonst wie BA210

1.006,50 €

### Trinokulares Mikroskop Motic BA210

- Trinokulartubus für Mikroskopkamera (Kamera nicht enthalten)
- sonst wie BA210

1.155,70 €

### Mikroskop Motic BA210E – Elite Serie

- Binokulartubus, Siedentopf Typ, 30° Einblickwinkel, 360° drehbar
- **Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF10X/20mm**
- **Dioptrieneinstellung an beiden Okularen**, inkl. Augenmuscheln
- 4-fach Objektivrevolver , rückwärts gerichtet
- **CCIS Plan Achromat Objektive EC PL 4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl)**
- **Infinity Optik (vom BA410) (Colour Corrected Infinity Optical System (CCIS®))**
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxial. **Zahnstangenlosen Trieb** (Rechts-Hand)
- **Fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensator mit Irisblende und Schieber-Schlitz**
- regelbare Halogen-Beleuchtung 6V/30W  
Blaufilter (Ø 45mm), Immersions-Öl (5ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, manuelle Fixierschraube, Staubschutzhülle



■ BA210 with Moticam 2300

1.092,30 €

### Mikroskop Motic BA210E LED – Elite Serie

- regelbare LED-Beleuchtung 3W
- sonst wie BA210E

1.126,81 €

### Trinokulares Mikroskop Motic BA210E – Elite Serie

- Trinokulartubus für Mikroskopkamera (Kamera nicht enthalten)
- sonst wie BA210E

1.267,35 €

### Umfangreiches Mikroskop Motic BA210 Zubehör

z.B. für Dunkelfeldmikroskopie, Phasenkontrastmikroskopie und vieles mehr, bitte sprechen Sie uns an



**Weiter Mikroskope auf Anfrage**