



Das Laborfachgeschäft in Darmstadt

Rundkolben mit Normschliff

		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
aus Borsilikatglas 3.3			
NS 14/23	10 ml	6,05 €	7,20 €
NS 14/23	50 ml	6,97 €	8,30 €
NS 14/23	100 ml	8,24 €	9,80 €
NS 29/32	100 ml	8,74 €	10,40 €
NS 29/32	250 ml	12,52 €	14,90 €
NS 29/32	500 ml	14,37 €	17,10 €
NS 29/32	1000 ml	20,84 €	24,80 €
NS 45/40	1000 ml	25,04 €	29,80 €
NS 29/32	2000 ml	29,33 €	34,90 €
NS 45/40	2000 ml	37,65 €	44,80 €
NS 45/40	4000 ml	82,94 €	98,70 €



5000ml, 6000ml, 10000ml, 20000ml auf Anfrage

Erlenmeyer- Kolben NS 29/32

		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
aus Borsilikatglas 3.3			
NS 29/32	50 ml	9,16 €	10,90 €
NS 29/32	100 ml	10,08 €	12,00 €
NS 29/32	250 ml	10,76 €	12,80 €
NS 29/32	500 ml	14,96 €	17,80 €
NS 29/32	1000 ml	22,18 €	26,40 €
NS 29/32	2000 ml	36,64 €	43,60 €



Spitzkolben NS 14/23

		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
aus Borsilikatglas 3.3			
	10 ml	6,64 €	7,90 €
	25 ml	8,32 €	9,90 €
	50 ml	9,66 €	11,50 €



... weitere Maße auf Anfrage

Zweihals-Rundkolben

				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
		aus Borsilikatglas 3.3			
	Mittelhals	Seitenhals			
	29/32	14/23	100 ml	19,83 €	23,60 €
	29/32	14/23	250 ml	24,29 €	28,90 €
	29/32	14/23	500 ml	27,31 €	32,50 €
	29/32	14/23	1000 ml	32,94 €	39,20 €
gerader SH	29/32	29/32	1000 ml	40,76 €	48,50 €
	29/32	14/23	2000 ml	57,73 €	68,70 €



... weitere Maße auf Anfrage

Dreihals-Rundkolben

				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
		aus Borsilikatglas 3.3			
	Mittelhals	Seitenhalse schräg			
	29/32	14/23	100 ml	23,19 €	27,60 €
	29/32	14/23	250 ml	31,60 €	37,60 €
	29/32	14/23	500 ml	38,24 €	45,50 €
	29/32	29/32	500 ml	48,15 €	57,30 €
	29/32	14/23	1000 ml	50,25 €	59,80 €
	29/32	29/32	1000 ml	55,04 €	65,50 €



... weitere Maße auf Anfrage





Das Laborfachgeschäft in Darmstadt

zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Destillierbrücken

Borsilikatglas 3.3

nach unten:

Liebig-Kühler 1x NS 14, o. Vorstoß	160 mm 2x NS 14	61,34 €	73,00 €
Liebig-Kühler 1x NS 14, geb., Vorstoß	250 mm 2x NS 29	74,45 €	88,60 €
Liebig-Kühler 1x NS 14, geb., Vorstoß	400 mm 2x NS 29	78,82 €	93,80 €
Liebig n. Claisen 2x NS 14, Vorstoß	160 mm 2x NS 14	73,45 €	87,40 €
Liebig n. Claisen 2x NS 14, Vorstoß	250 mm 2x NS 29	79,16 €	94,20 €
Liebig n. Claisen 2x NS 14, Vorstoß	400 mm 2x NS 29	83,70 €	99,60 €
Destillierbrücke oben NS 14 Hülse	300 mm 2x NS 29	35,97 €	42,80 €
Destillierbrücke mit Dimroth Kühler oben NS 14 Hülse *	250 mm 2x NS 29	116,81 €	139,00 €

... weitere Maße auf Anfrage

Vigreux Kolonnen

Borsilikatglas 3.3

Vigreux	200 mm NS 14	45,46 €	54,10 €
Vigreux	200 mm NS 29	57,31 €	68,20 €
Vigreux	300 mm NS 29	61,60 €	73,30 €

... erhältlich auch mit Mantel -weitere Maße auf Anfrage

Kühler

Borsilikatglas 3.3

Liebig-Kühler	160 mm NS 14	35,13 €	41,80 €
Liebig-Kühler	250 mm NS 29	40,50 €	48,20 €
Liebig-Kühler	400 mm NS 29	50,25 €	59,80 €
Dimroth-Kühler	160 mm NS 14	58,32 €	69,40 €
Dimroth-Kühler	250 mm NS 29	67,14 €	79,90 €
Dimroth-Kühler	400 mm NS 29	71,68 €	85,30 €
Dimroth für Soxhlet	100-250 ml NS 45	64,96 €	77,30 €
Dimroth für Soxhlet	300-500 ml NS 60	99,50 €	118,40 €
Dimroth für Soxhlet	1000 ml NS 71	129,58 €	154,20 €

... weitere Maße auf Anfrage

Extraktoren

Borsilikatglas 3.3

Soxhlet NS 29 Kern	100 ml NS 45	57,73 €	68,70 €
Soxhlet NS 29 Kern	250 ml NS 45	69,92 €	83,20 €
Soxhlet NS 29 Kern	500 ml NS 60	100,67 €	119,80 €
Soxhlet NS 29 Kern	1000 ml NS 71	125,88 €	149,80 €

... weitere Maße auf Anfrage

Glaseinsatz *	100 ml NS 45	16,13 €	19,20 €
Glaseinsatz *	250 ml NS 45	20,84 €	24,80 €

* solange der Vorrat reicht

Gaswaschflasche ohne/mit Filterplatte

Borsilikatglas 3.3

ohne Filterplatte	500 ml	53,95 €	64,20 €
ohne Filterplatte	1000 ml	53,36 €	63,50 €
mit Filterplatte	500 ml	68,24 €	81,20 €
mit Filterplatte	1000ml	65,80 €	78,30 €

andere Konfigurationen auf Anfrage

Gaswaschflaschenaufsatz, NS 29/32, ohne Fritte	26,22 €	31,20 €
Gaswaschflaschenaufsatz, NS 29/32, Filterplatte	48,07 €	57,20 €





Das Laborfachgeschäft in Darmstadt

zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Aufsätze / Verbinder aus Borsilikatglas 3.3

Destilliersaufsatz NS14 Hülse	2x NS 14 Kern	24,62 €	29,30 €
Destilliersaufsatz NS14 Hülse	2x NS 29 Kern	27,90 €	33,20 €
Zweihalsaufsatz 2 x NS14 Hülse	NS 14 Kern	22,77 €	27,10 €
Zweihalsaufsatz 2 x NS29 Hülse	NS 29 Kern	27,56 €	32,80 €
Claisenaufsatz 2x NS 14 Hülse	2x NS 14 Kern	31,60 €	37,60 €
Claisenaufsatz 2x NS 14 Hülse	2x NS 29 Kern	33,45 €	39,80 €
Anschlußstück gekrümmt	NS 29 / NS 29	22,77 €	27,10 €



Vorstöße aus Borsilikatglas 3.3

Destilliervorstoß (nur Ablaufrohr), gebogen	1 x NS 14	16,47 €	19,60 €
Destilliervorstoß (nur Ablaufrohr), gebogen	1 x NS 29	18,32 €	21,80 €
Vakuumvorstoß gerade	NS 14 / NS 14	20,00 €	23,80 €
Vakuumvorstoß gerade	NS 29 / NS 29	24,29 €	28,90 €
Vakuumvorstoß gebogen	NS 14 / NS 14	23,36 €	27,80 €
Vakuumvorstoß gebogen	NS 29 / NS 29	28,66 €	34,10 €



Destillierverteiler – Spinne aus Borsilikatglas 3.3

Bredt-Vorstoß für Spinne	NS 14H/NS29H	44,79 €	53,30 €
Bredt-Vorstoß für Spinne	NS 29H/NS29H	52,27 €	62,20 €
Bredt Spinne (4 Kerne)	NS 29K/NS 14K	76,81 €	91,40 €



Übergangsstücke aus Borsilikatglas 3.3


mit NS Kern gerader Olive	NS 14	9,83 €	11,70 €
mit NS Kern gerader Olive	NS 29	12,35 €	14,70 €
mit NS Kern gebogener Olive	NS 14	12,44 €	14,80 €
mit NS Kern gebogener Olive	NS 29	14,45 €	17,20 €
mit NS Hülse gerader Olive	NS 14	12,86 €	15,30 €
mit NS Hülse gerader Olive	NS 29	15,21 €	18,10 €
mit NS Hülse gebogener Olive	NS 14	12,94 €	15,40 €
mit NS Hülse gebogener Olive	NS 29	15,55 €	18,50 €
Trockenrohr	NS 14	17,48 €	20,80 €
Trockenrohr	NS 29	20,67 €	24,60 €



weitere Verbinder (auch mit Hahn) auf Anfrage			
Reduzierstück NS 29 Kern (unten)	NS 14 Hülse	10,84 €	12,90 €
Reduzierstück NS 45 Kern (unten)	NS 29 Hülse	18,49 €	22,00 €
Reduzierstück NS 60 Kern (unten)	NS 45 Hülse	50,34 €	59,90 €
Expansionsstück NS14 Kern	NS 29 Hülse	14,12 €	16,80 €
Expansionsstück NS 29 Kern	NS 45 Hülse	24,12 €	28,70 €



weitere Teile und Größen auf Anfrage






zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

SVS Thermometeradapter

aus Borsilikatglas 3.3

Kompletter Thermometeradapter NS 14 GL 14 mit PTFE Dichtung iD 6 mm für GL14 (5,5 – 6,5 mm) und Kappe (rot) GL14 , Bohrung 9,5 mm	14,20 €	16,90 €
Kompletter Thermometeradapter NS 29 GL 14 mit PTFE Dichtung iD 6 mm (5,5 – 6,5 mm) und Kappe (rot) GL14 , Bohrung 9,5 mm	17,82 €	21,20 €
Kompletter Thermometeradapter NS 14 GL 18 mit PTFE Dichtung iD 8 mm (7,5 – 9,0 mm) und Kappe (rot) GL18 , Bohrung 11 mm	16,64 €	19,80 €
Kompletter Thermometeradapter NS 29 GL 18 mit PTFE Dichtung iD 8 mm (7,5 – 9,0 mm) und Kappe (rot) GL18 , Bohrung 11 mm	18,40 €	21,90 €
Adapter mit Kappe und Dichtring NS 29 GL 25	27,65 €	32,90 €
PTFE Dichtung für GL 14, iD 6 mm (5,5 – 6,5 mm)	4,12 €	4,90 €
PTFE Dichtung für GL 18, iD 8 mm (7,5 – 9,0 mm) und Kappe (rot) GL14, Bohrung 9,5 mm	4,54 € 2,44 €	5,40 € 2,90 €
und Kappe (rot) GL18 , Bohrung 11 mm	2,77 €	3,30 €
PTFE Dichtung (o. Bohrung) für GL 14, 3,1 mm dick	2,44 €	2,90 €
PTFE Dichtung (o. Bohrung) für GL 18, 2 mm dick	2,77 €	3,30 €
Kappe GL14 mit PTFE Dichtung ohne Bohrung	2,35 €	2,80 €
Kappe GL18 mit PTFE Dichtung ohne Bohrung	2,94 €	3,50 €



Normschliffadapter – Oliven

aus Borsilikatglas 3.3

Normschliff – Gewintheadapter, Glas NS 14 GL 14	9,92 €	11,80 €
Normschliff – Gewintheadapter, Glas NS 29 GL 14	12,44 €	14,80 €
Kunststoff-Olive, PP, gebogen, GL 14, Silikon-Dicht.	2,86 €	3,40 €
Kunststoff-Olive, PP, gerade, GL 14, Silikon-Dicht.	2,77 €	3,30 €



Tropftrichter NS 14 und NS 29 (mit Graduierung)

Borsilikatglas 3.3

PTFE Küken ohne Druckausgleich NS 14 100 ml	56,13 €	66,80 €
PTFE Küken ohne Druckausgleich NS 29 250 ml	63,70 €	75,80 €
PTFE Küken ohne Druckausgleich NS 29 500 ml	68,74 €	81,80 €
PTFE Küken mit Druckausgleich NS 14 100 ml	64,54 €	76,80 €
PTFE Küken mit Druckausgleich NS 29 250 ml	72,52 €	86,30 €
PTFE Küken mit Druckausgleich NS 29 500 ml	80,50 €	95,80 €



... weitere Maße auf Anfrage

Scheidetrichter NS 29 konisch, Squibb

Borsilik. 3.3

PTFE Küken 100 ml	37,31 €	44,40 €
PTFE Küken 250 ml	41,68 €	49,60 €
PTFE Küken 500 ml	47,23 €	56,20 €
PTFE Küken 1000 ml	58,66 €	69,80 €



Scheidetrichter zylindrisch

Borsilikatglas 3.3

NS 19, PTFE Küken, graduert 100 ml	43,36 €	51,60 €
NS 29, PTFE Küken, graduert 250 ml	55,63 €	66,20 €
NS 29, PTFE Küken, graduert 500 ml	63,36 €	75,40 €
NS 29, PTFE Küken, graduert 1000 ml	75,04 €	89,30 €



... weitere Maße auf Anfrage



Das Laborfachgeschäft in Darmstadt

zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

HWS-Drahtklemmen Chromnickelstahl

Schliffklemmen aus Edelstahl, NS 10/19	2,61 €	3,10 €
Schliffklemmen aus Edelstahl, NS 14/23	3,28 €	3,90 €
Schliffklemmen aus Edelstahl, NS 19/26	3,61 €	4,30 €
Schliffklemmen aus Edelstahl, NS 24/29	3,87 €	4,60 €
Schliffklemmen aus Edelstahl, NS 29/32	4,03 €	4,80 €
Schliffklemmen aus Edelstahl, NS 45/40	5,29 €	6,30 €



Schliffklemmen, Schliffmanschetten

Schliffklemmen aus POM, NS 14, gelb	3,11 €	3,70 €
Schliffklemmen aus POM, NS 19, blau	3,53 €	4,20 €
Schliffklemmen aus POM, NS 24	3,53 €	4,20 €
Schliffklemmen aus POM, NS 29, rot	3,70 €	4,40 €
Schliffklemmen aus POM, NS 45, braun	4,96 €	5,90 €



Schliffhülsen PTFE

Schliffmanschetten aus PTFE, NS 14	2,35 €	2,80 €
Schliffmanschetten aus PTFE, NS 29	2,77 €	3,30 €
Schliffmanschetten aus PTFE, NS 45	4,03 €	4,80 €
Schliffmanschetten aus PTFE, 55/44 mm	4,12 €	4,90 €
Schliffmanschetten aus PTFE, NS 60	4,96 €	5,90 €
* Schliffmanschetten aus PTFE, 71/51 mm	5,63 €	6,70 €



Schliff fett

Siliconpaste niedrigviskos	8,24 €	9,80 €
Siliconpaste mittelviskos	8,24 €	9,80 €
Siliconpaste hochviskos	8,32 €	9,90 €



Korkringe

Rundkolbengröße	Durchmesser		
10-100 ml	80 mm	4,12 €	4,90 €
250 – 500 ml	110 mm	4,71 €	5,60 €
500 – 1000 ml	140 mm	6,55 €	7,80 €
1000 – 4000 ml	170 mm	8,07 €	9,60 €



Siedesteine, Glasschroth, Raschigringe, Schläuche und Klemmen, siehe „Preisliste allg. Laborbedarf“

* solange der Vorrat reicht

